



Accoudoirs et
repose-jambes
réglables en
largeur.



Qualité et confort reconnus

Chez Invacare, nous comprenons que chaque individu est différent et que les utilisateurs ont des besoins spécifiques lorsqu'il s'agit de choisir leur fauteuil. Nous comprenons également que les institutions (EHPAD) attendent de leurs fauteuils qu'ils soient réglables, notamment en largeur au niveau des accoudoirs et des repose-jambes. Dans le but d'offrir une posture et un équilibre optimal, nous savons qu'une inclinaison d'assise est essentielle.

Le *Rea Clematis* est la réponse à toutes ces attentes ! Ses multiples réglages, son design, sa fiabilité et les bénéfices qu'il apporte à l'utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.





Caractéristiques

Assise multiréglable

La nouvelle version du **Clematis** Stock profite en série d'un réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes. Ce réglage qui s'effectue sans outil grâce à des manettes indéchables, et qui s'ajoute au réglage de la profondeur d'assise, permet d'ajuster rapidement l'assise aux dimensions de l'utilisateur.

Inclinaison à compensation

La conception de ce fauteuil avec le point de pivot du siège sous le bassin et le point de pivot des repose-jambes au niveau de celui des genoux permet de conserver une posture optimale de la personne. L'inclinaison d'assise permet de faire varier les points de pression du corps et favorise ainsi la prévention des escarres.



Réglages de l'assise en largeur

Permet d'augmenter la largeur entre accoudoirs de + 40 mm et la largeur entre repose-jambes de + 100mm.

Dossier réglable Laguna 2

Dossier réglable en hauteur de 600 à 710 mm. Poignées réglables en hauteur de 1060 à 1160 mm (par rapport au sol).

Alber viaplus

Assistance à la poussée conçue pour le **Rea Clematis**. La tierce personne n'aura plus d'efforts à fournir pour pousser le fauteuil.

Caractéristiques techniques



Rea **Clematis** 390-430, 440-480, 490-530 mm



420 - 480 mm



400 - 450 mm



600 - 710 mm



230 - 340 mm



330 - 500 mm



-1° à + 19°



Rea **Clematis** Largeur d'assise + 210 mm



960 - 1120 mm



1120 - 1480 mm



-1° à + 30°



Max 125 kg



20,5 / 21 / 21,5¹



30 / 32 / 33,5 kg



Rea **Clematis** Dimensions de transport²



Crash testé ISO 7176-19


- 1/ Poids sans appui-nuque, sans accoudoirs, sans coussin, sans repose-jambes, sans cale-tronc, sans roues arrière.
- 2/ Largeur 390 (h 595 x L 840 X 585 mm)
Largeur 440 (h 595 x L 840 X 635 mm)
Largeur 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)

Coloris du châssis



Gris perle

Revêtement des sièges



Dartex noir TR26